

LC-CS6E/LC-CS6D/LC-CS6C/LC-CS6B/LC-CS6A/LC-CS5A
LC-CS5/LC-CS3A/LC-CS3/LC-CS1A 高速碳硫分析仪

应用领域


适用于钢铁、冶金、铸造、机械、化工、矿业、建筑、环保等行业和高等院校、科研院所及质量监督部门对钢铁及其合金等材料中的碳硫两种元素进行分析测定。

主要特点

- 气体容量法液体吸收定碳，碘量法定硫(1A型非水滴定法定碳，酸碱滴定法定硫)
- 采用第四代新型电弧燃烧炉燃烧试样，速度快，无热污染，耗电极少，节省耗材
- 彻底改进炉体结构和电极安装方式，维护更方便；更换升降导柱材料，操作更灵活
- 进口精密传感器检测数据，线性好，测试结果稳定可靠
- 最新单片机控制电路，性能稳定可靠，操作简单方便

主要技术参数

型号	LC-CS6E	LC-CS6D	LC-CS6C	LC-CS6B	LC-CS6A	LC-CS5A	LC-CS5	LC-CS3A	LC-CS3	LC-CS1A
测量范围	碳 (C): 0.010%~6.000% 硫 (S): 0.003%~2.000%									
测量时间	约 45 秒									
测量精度	符合 GB223.69-97; GB223.68-97 国家标准									
电源电压	220V±10% 50Hz									
显示方式	数字显示									刻度
碳 测 定	自动									手动
硫 测 定	自动	自动	手动	自动	手动	自动	手动	自动	手动	手动
打 印 机	有	有	有	无	无	有	有	无	无	无
称样方式	不定量	定量称样								
仪器结构	一体式结构					分体式				



LC-CS1A



LC-CS5A/LC-CS5

LC-CS3A/LC-CS3



LC-CS6E/LC-CS6D

LC-CS6C/LC-CS6B/LC-CS6A



南京联创分析仪器制造有限公司

地址：南京市高淳县城北岭路200号

电话：025-57319096, 13912915678

网址：http://www.lcfxyq.com

邮编：211300

传真：025-57889786

邮箱：lcyq@lcfxyq.com